

■ 新型コロナウイルスPCR検査(唾液)について

検査についての事前確認事項 (必ずご確認ください)

- 当院のPCR検査は、新型コロナウイルス感染症PCR検査結果証明書(陰性証明書)の提出が求められる方に対してのみ検査を行います。発熱等の有所見者、及び新型コロナウイルス感染陽性者との濃厚接触者の方は保健所を通じて適切な施設で受診して下さい。
- 検査方法は「唾液」を用いた自己採取によるPCR検査となります。「鼻咽頭ぬぐい液」指定の場合は当院では対応できかねますので予めご了承ください。
- 検査の予約は完全予約制となります。受診は火曜・木曜・金曜の11:30を原則としています。また、検査会社の処理状況の確認が必要となりますので検査会社確認後に受診日は確定されます。検査に要する日数は2～5日(当日の検査処理状況により変動します)です。陰性証明書が必要な方は事前に有効期限のご確認をお願い致します。
- 受診の際は必ずマスク着用をお願い致します。受診前に体温チェックと問診票のチェックをさせていただきます。発熱や自覚症状がある場合は受診をお断りする場合があります。予めご了承ください。

PCR検査(唾液自己採取)の流れ

(1)申し込み依頼

電話、又はメールにて予約をお願い致します。希望日程をお聞きして検査会社へ処理状況を確認の上、日程予約へとすすみます。

予約の際は氏名・連絡先、及び検査目的の確認・提出書類の有無の確認させていただきます。


(2)クリニックにて検査キットを受け取り。(日程に余裕がある場合は有料にて送付。)

- ① コロナ予診票兼同意書 1枚
- ② 消毒綿 1枚
- ③ 唾液採集用容器 1個
- ④ 吸水シート 1枚
- ⑤ ジッパー付き透明袋 1枚
- ⑥ 輪ゴム 1個



(3) 唾液採取方法

- ① うがいや飲水を採取20分以上前に済ませておきます
- ② 採取直前には石鹼による手洗いと付属の消毒綿にて手指消毒を行います
- ③ 2分間ほど口を閉じてうつむき、口の中に唾液をためます(下図A参照)
- ④ 滅菌容器(下図B参照)を袋からとりだし、蓋をあけます
- ⑤ 容器を垂直にしてためた唾液を喀痰容器の目盛り“2”のラインまで入れます(下図B参照)
- ⑥ 容器をしっかり閉めて下さい。締りが悪いと液漏れします
- ⑦ 容器がきっちり閉まっていることを確認したら吸水シートにくるみます(下図C参照)
- ⑧ 吸水シートにくるみ輪ゴムでとめてジッパー付き透明袋に入れます
- ⑨ ジッパー付き透明袋には密封方法が記載されているので説明文を読み、2重密封を確実に行って下さい



(4) 受診方法

- ① 密封された検体を受付で渡して下さい。
- ② 本人が確認できるものをお持ち下さい(できるだけパスポート、なければ保険証、及び検査指示書)
- ③ 体温測定と体調の確認、及び本人確認をさせていただきます。
- ③ 健康診査が必要な場合は医師診察を行います。

※ 陰性証明書が必要な方、又は健康証明書が必要な方については郵送(有料)、又は来所受け取りを選択して頂き、郵送を選択された方については事前精算させていただきます。

免責事項

- 当院では結果の遅延によるフライトに間に合わない等の責任は一切負わないものとします。
- 証明書及び資料の添付で当院が取りうる最大限の配慮を致しておりますが、渡航先国や入国審査官がそれぞれの基準またそのときの状況により、該当渡航先国で確実な受理が保証されるものではありません。入国審査時に入国拒否された場合でも、当院ではいかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務も一切負わないものとします。